

Anticuerpo Policlonal Anti-Calpaína 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07384

Número de artículo: CM0018254



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la calpaína-1 humana (CAPN1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre remodelación del citoesqueleto y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Calpaína 1, anticuerpo policlonal de conejo
Observaciones/Alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpaína 1
Especie	Humana
GeneID (humano)	823
GeneID	823
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 355-530 de la calpaína 1 humana (NP_005177.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P07384
Peso de la proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo