


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calpaína 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07384

Número de artículo: CM0012767



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Calpaína 1 humana (muCANP), validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de apoptosis y remodelación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Calpaína 1
Observaciones/Alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpain 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	823
GeneID	823
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la Calpaína 1 humana (P07384).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07384
Peso de la proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo