

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calpaína 1 Para Wb, Elisa - P07384

Número de artículo: CM0021313



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la calpaína 1 humana (muCANP/CANP1). Validado para WB y ELISA, con un peso proteico de 82 kDa. Ideal para investigar la proteólisis regulada por calcio y las vías neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Calpaína 1, pAb de conejo
Observaciones/alias	CANP; muCL; CANP1; SPG76; CANPL1; muCANP; Calpaína 1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	823
ID del gen	823
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-330 de la calpaína 1 humana (NP_005177.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P07384
Peso proteico	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo