


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calpain 2 Para Wb, Elisa - P17655

Número de artículo: CM0010151



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la subunidad catalítica de Calpain-2 humana (CANP2, mCANP). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de remodelación del citoesqueleto y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Calpain 2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CANP2, mCANP, CANPL2, CANPml, Calpain 2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	824
ID de Gen	824
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 600-700 de la Calpain-2 humana (P17655)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17655
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo