

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calpaína 2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17655

Número de artículo: CM0027539



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Calpaína 2 humana. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la proteólisis mediada por calpaínas y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Calpaína 2
Observaciones/Alias	CANP2; mCANP; CANPL2; CANPml; Calpain 2
Especie	Humana
GeneID (Humano)	824
GeneID	824
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-700 de la Calpaína 2 humana (NP_001739.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17655
Peso molecular de la proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo