


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Subunidad Pequeña 1 De La Calpaína (Capns1) Para Wb, Elisa - P04632

Número de artículo: CM0011221



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la subunidad pequeña 1 de la calpaína humana (CAPNS1, CAPN4). Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para la investigación de la proteólisis regulada por calcio y la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la subunidad pequeña 1 de la calpaína
Observaciones/alias	CANP; CDPS; CSS1; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; subunidad pequeña 1 de la calpaína
Especie	Humana
GeneID (humano)	826
GeneID	826
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la subunidad pequeña 1 de la calpaína humana (P04632)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P04632
Peso molecular	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo