


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calponina 1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51911

Número de artículo: CM0005579



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Calponina 1 humana (CNN1, SMCC). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de contracción muscular lisa y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Calponina 1
Observaciones/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1264
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 198-297 de la Calponina 1 humana, NP_001290.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51911
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo