


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calponina-1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P51911

Número de artículo: CM0010147



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido a la Calponina-1 humana (CNN1, SMCC). Validado en WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de contracción del músculo liso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Calponina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1264
ID de Gen	1264
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 198-297 de la Calponina humana (P51911).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51911
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo