


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calponina-1 Para Wb, Elisa - P51911

Número de artículo: CM0018808



Introducción

Anticuerpo policlonal derivado de conejo que se dirige a la Calponina-1, generado contra una proteína de fusión recombinante. Ideal para aplicaciones de Western blot y ELISA en investigación de músculo liso. Reacciona con humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Calponina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SMCC; Sm-Calp; HEL-S-14; Calponina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1264
ID de Gen	1264
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-297 de la Calponina humana (NP_001290.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51911
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo