


Anticuerpo Monoclonal Anti-Calreticulina [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27797

Número de artículo: CM0008871



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón anti-Calreticulina, validado por KO, para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido a CALR, una chaperona de RE de 47kDa involucrada en el plegamiento de proteínas y la homeostasis del calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de ratón anti-Calreticulina [Validado por KO]
Observaciones/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Calreticulina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	811
GeneID	811
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-203 de la Calreticulina humana (NP_004334.1)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27797
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo