


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calreticulina (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27797

Número de artículo: CM0002119



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido a la calreticulina humana (CRT/ERp60). Reacciona con humano, ratón y rata. Confirmado para WB, IHC-P y ELISA. Es una chaperona del retículo endoplásmico y proteína de unión a calcio involucrada en el plegamiento de glucoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AcM de conejo contra calreticulina [validado por KO]
Observaciones/Alias	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n; Calreticulina [validado por KD]
Especie	Humano
ID del gen (humano)	811
ID del gen	811
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-203 de la calreticulina humana (NP_004334.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27797
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo