

Anticuerpo Policlonal Anti-Calretinina Para Wb, Ihc, If, Elisa - P22676

Número de artículo: CM0029459

Introducción

Anticuerpo de Calretinina policlonal de conejo validado para WB, IHC, IF, ELISA. Detecta proteína de 32kDa en humano, ratón, rata. Ideal para estudios de homeostasis del calcio y plasticidad neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Calretinina
Observaciones/Alias	CR; CAL2; CAB29; Calretinina
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	794
ID del Gen	794
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-271 de la Calretinina humana (NP_001731.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22676
Peso de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo