

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calretinina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22676

Número de artículo: CM0004135

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la calretinina (CALB2), una proteína de unión a calcio de 32 kDa. Validado en WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-calretinina
Observaciones/Alias	CR; CAL2; CAB29; Calretinina
Especie	Humano
GeneID (humano)	794
GeneID	794
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-271 de la calretinina humana (NP_001731.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22676
Peso molecular de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo