

Anticuerpo Monoclonal Anti-Calsequestrina 1 Para Wb, If-P, Elisa - P31415

Número de artículo: CM0002789

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Calsequestrina 1 humana (CASQ1), adecuado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el almacenamiento de calcio y la contracción muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Calsequestrina 1
Observaciones/Alias	CASQ; CSQ1; PDIB1; VMCQA; Calsequestrina 1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	844
ID del Gen	844
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de la Calsequestrina 1 humana (NP_001222.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P31415
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo