

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calú Para If/Icc, Elisa - O43852

Número de artículo: CM0016544

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Calumenina (CALU) para IF/ICC y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para estudiar la carboxilación dependiente de vitamina K y la unión al calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo CALU
Observaciones/Alias	CALU; calumenina
Especie	Humano
GenelD (Humano)	813
GenelD	813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-315 de la CALU humana (NP_001210.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O43852
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo