

Anticuerpo Monoclonal Anti-Calumenina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43852

Número de artículo: CM0009027

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Calumenina humana (CALU), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de carboxilación dependiente de vitamina K y unión al calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Calumenina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CALU; calumenina; Calumenina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	813
ID de Gen	813
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la Calumenina humana (O43852).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43852
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo