


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Camk1D Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8lu85

Número de artículo: CM0030608



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CAMK1D de alta calidad validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Peso molecular esperado de 43 kDa. Ideal para investigación de señalización por calcio, función de quinasas e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAMK1D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CKLIK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57118
GeneID	57118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la CAMK1D humana (NP_705718.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IU85
Peso molecular de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo