


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Camk1D Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8lu85

Número de artículo: CM0013977



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAMK1D humano, validado en WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de Ca²⁺/CaM quinasa y función de neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CAMK1D
Observaciones/Alias	CKLiK; CaM-K1; CaMKID; CAMK1D
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	57118
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de CAMK1D humano (NP_705718.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IU85
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo