

Anticuerpo Policlonal Anti-Camk1G Para Wb, Elisa - Q96Nx5

Número de artículo: CM0025173



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CAMK1G humano (CaM quinasa I gamma), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización dependiente de calcio/calmodulina y la fosforilación de CREB1 en tejidos neuronales y periféricos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAMK1G Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VWS1; CLICK3; CLICKIII; dj272L16.1; CAMK1G
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57172
ID del Gen	57172
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 217-476 de CAMK1G humano (NP_065172.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96NX5
Peso Molecular	53kDa
Envío	Bolsa de hielo