


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Camk2 Delta/Camk2 Gamma Para Wb, Ip, Elisa - Q13557 / Q13555

Número de artículo: CM0003270



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo monoclonal de conejo anti-CaMK2 delta/CAMK2 gamma, validado para WB, IP y ELISA. Tiene reacción cruzada con humano, ratón y rata. El anticuerpo se dirige a una quinasa crucial para la homeostasis de Ca^{2+} cardíaca y el acoplamiento excitación-contracción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CaMK2 delta/CAMK2 gamma mAb de conejo
Observaciones/Alias	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMK2 delta/CAMK2 gamma
Especie	Humano
GeneID (Humano)	817/818
GeneID	817/818
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de CaMK2 delta/CAMK2 gamma humano (Q13554)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13557/Q13555
Peso de la proteína	73 kDa
Envío	Bolsa de hielo