


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Camk2A Para Wb, If-P, Elisa - Q9Uqm7

Número de artículo: CM0006816



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la CAMK2A humana (CaMKII alfa, 54kDa) para Western blot, IF-parafina, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar plasticidad sináptica, señalización del calcio y actividad quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAMK2A Ac. monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAMK2A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	815
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 201-300 de la CAMK2A humana (NP_741960.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQM7
Peso molecular de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo