


Anticuerpo Policlonal Anti-Camk2G Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13555

Número de artículo: CM0023249



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CAMK2G validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con CAMK2G humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en neurociencia y músculo esquelético que involucre señalización de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAMK2G Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; CAMK2G
Especies	Humano
GeneID (Humano)	818
GeneID	818
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-410 de la proteína humana CAMK2G (NP_751909.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13555
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo