

Anticuerpo Policlonal Anti-Camk4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16566

Número de artículo: CM0029331



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CAMK4 humano (CaMKIV), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia, inmunología y señalización del calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	CAMK4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	caMK; CaMKIV; CaMK IV; CaMK-GR; CAMK4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	814
ID del Gen	814
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 304-473 de CAMK4 humano (NP_001735.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16566
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo