

Anticuerpo Policlonal Anti-Camki Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14012

Número de artículo: CM0026803



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CaMKI humano, apto para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Reconoce una proteína de 41kDa. Ideal para estudiar la señalización del calcio, la diferenciación neuronal y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo CaMKI
Observaciones/Alias	CAMKI; CaMKI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8536
GeneID	8536
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 271-370 de CaMKI humano (NP_003647.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14012
Peso Molecular de la Proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo