


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Camkii Delta (Camkd) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13557

Número de artículo: CM0004372



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a CaMKII delta (CAMKD) para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Tiene reactividad cruzada con humano y ratón. Adecuado para el estudio de la señalización de calcio cardíaca y la insuficiencia cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CaMKII delta Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CAMKD; CaMKII delta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	817
GeneID	817
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la CaMKII delta humana (Q13557)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13557
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo