


Anticuerpo Policlonal Anti-Camkii Delta Para Wb Y Elisa - Q13557

Número de artículo: CM0015392



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CaMKII delta humana (CAMKD) para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para el estudio de la señalización del calcio en el músculo cardíaco y esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CaMKII delta
Observaciones/Alias	CAMKD; CaMKII delta
Especie	Humana
GeneID (humano)	817
GeneID	817
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de CaMKII delta humana (NP_742125.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q13557
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo