


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Camkii Para Wb Y Elisa - Q9Uqm7/Q13554/Q13557/Q13555

Número de artículo: CM0006696



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a CaMKII (CAMK2A/B/D/G), validado para WB y ELISA. Reconoce isoformas de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de plasticidad sináptica, señalización por calcio y actividad quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-CaMKII de conejo
Observaciones/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CaMKII
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	815/816/817/818
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 200-300 de la CaMKII humana (NP_741960.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQM7/Q13554/Q13557/Q13555
Peso de la proteína	54kDa/72kDa/56kDa/62kDa
Envío	Bolsa de hielo