


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Camkii Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13554

Número de artículo: CM0003055



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a CaMKII beta (CaMKII, CAMK2, CAMKB) (Q13554) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia y músculo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CaMKII Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII
Especie	Humano
GeneID (Humano)	816
GeneID	816
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 550-650 de CaMKII humana (Q13554)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13554
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo