


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Camkii Para Wb Y Elisa - Q13554

Número de artículo: CM0020344



Introducción

pAb de conejo contra CaMKII validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la subunidad beta de CaMKII, involucrada en la plasticidad sináptica y la señalización de calcio. Inmunógeno recombinante, 73kDa. Adecuado para investigación en neurociencia y músculo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CaMKII
Observaciones/Alias	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	816
ID de gen	816
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13554
Peso de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo