


## Anticuerpo Policlonal Anti-Camkk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5S9

Número de artículo: CM0023705



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CAMKK1 validado para Western blot, IHC-P y ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio de la señalización de quinasas dependientes de calcio/calmodulina y la apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CAMKK1 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Notas/Alias         | CAMKKA; CAMKK1                                                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 84254                                                                                                                                  |
| GeneID              | 84254                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 399-520 de la CAMKK1 humana (NP_757344.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                          |
| SWISS               | Q8N5S9                                                                                                                                 |
| Peso Molecular      | 56kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |