


Anticuerpo Policlonal Anti-Camkk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rr4

Número de artículo: CM0029280



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAMKK2 humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta CAMKK2 humana y de ratón, una quinasa dependiente de calcio/calmodulina implicada en la señalización neuronal y la activación de AMPK. Adecuado para investigación en neurociencia y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAMKK2 Rabbit pAb
Notas/Alias	CAMKK; CAMKKB; CAMKK2
Especie	Humano
ID del Gen	10645
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de CAMKK2 humana (NP_006540.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96RR4
Peso de la Proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo