

Anticuerpo Policlonal Anti-Camkv Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q8Ncb2

Número de artículo: CM0023022

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CAMKV humano (proteína asociada a vesículas similar a la cinasa de CaM) para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA. Detecta CAMKV humano, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAMKV Rabbit pAb
Observaciones/Alias	1G5; VACAMKL; CAMKV
Especie	Humano
ID del gen (humano)	79012
ID del gen	79012
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-285 de CAMKV humano (NP_076951.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8NCB2
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo