

Anticuerpo Policlonal Anti-Camp Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Número de artículo: CM0023295



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAMP humano (péptido antimicrobiano catelicidina, LL37), validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Para investigación en inmunidad innata y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAMP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	820
GeneID	820
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-170 de CAMP humano (NP_004336.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49913
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo