

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Camp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49913

Número de artículo: CM0006169



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CAMP de alta calidad para la detección del péptido antimicrobiano catelicidina humano (LL-37/hCAP-18). Validado en WB, IHC-P y ELISA. Peso molecular previsto: 19 kDa. Ideal para investigaciones sobre inmunidad innata y péptidos antimicrobianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CAMP
Observaciones/alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Especie	Humana
GeneID (humano)	820
GeneID	820
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 71-170 de CAMP humano (NP_004336.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P49913
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo