

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Camp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51437

Número de artículo: CM0027493

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAMP (péptido antimicrobiano catelicidina, LL37) de ratón. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para investigación en inmunidad innata y defensa del hospedador. UniProt P51437.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAMP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	820
ID de gen	12796
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 73-172 del CAMP de ratón (NP_034051.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P51437
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo