


Anticuerpo Policlonal Anti-Camsap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5T5Y3

Número de artículo: CM0019374



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAMSAP1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la organización del extremo menos de los microtúbulos y el crecimiento de neuritas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAMSAP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CDCBM12; CAMSAP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	157922
ID de Gen	157922
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-650 de CAMSAP1 humana (NP_056262.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5T5Y3
Peso Proteico	178kDa
Envío	Bolsa de hielo