

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cant1 Para Wb Y Elisa - Q8Wvq1

Número de artículo: CM0025287



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CANT1 humano (nucleotidasa 1 soluble activada por calcio), validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para estudiar el metabolismo de nucleótidos dependiente de calcio y la síntesis de proteoglicanos en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CANT1
Observaciones/Alias	DBQD; EDM7; DBQD1; SCAN1; SHAPY; SCAN-1; CANT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	124583
GeneID	124583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-231 de CANT1 humano (NP_620148.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8WVQ1
Peso molecular de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo