


Anticuerpo Policlonal Anti-Cap1 Para Wb, Elisa - Q01518

Número de artículo: CM0018125



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CAP1 (Swiss-Prot Q01518) validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas. Dirigido a la proteína 1 asociada a la adenilil ciclasa, un regulador clave de la dinámica de actina y la polaridad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10487
ID del Gen	10487
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CAP1 humano (NP_006358.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q01518
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo