


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cap1 Para Wb Y Elisa - Q01518

Número de artículo: CM0011164



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CAP1 validado para WB y ELISA. Detecta la proteína CAP1 humana (~52 kDa). Facilita la investigación de la dinámica de la actina, la polaridad celular y la localización del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CAP1
Observaciones/Alias	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	10487
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q01518
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo