


Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Capg (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40121

Número de artículo: CM0030303



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo validado por KO contra la proteína de unión de macrófagos (CAPG) humana. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de dinámica de actina y función de macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAPG Rabbit pAb [Validado por KO]
Observaciones/Alias	MCP; AFCP; HEL-S-66; PG
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	822
ID del Gen	822
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-348 de la CAPG humana (NP_001738.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40121
Peso de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo