

Anticuerpo Policlonal Anti-Capn10 Para Wb, Elisa - Q9Hc96

Número de artículo: CM0028761

Introducción

CAPN10 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra la proteína CAPN10 recombinante humana. Adecuado para WB y ELISA, detecta la calpaína-10 humana, una proteasa regulada por calcio implicada en la captación de glucosa y la diabetes tipo 2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAPN10 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	CANP10; NIDDM1; CAPN10
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	11132
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de CAPN10 humana (NP_075571.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q9HC96
Peso Molecular de la Proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo