

Anticuerpo Policlonal Anti-Capn3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20807

Número de artículo: CM0017813



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CAPN3 humana (calpaina-3/p94) para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en proteólisis muscular y distrofia muscular de cinturas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAPN3 Rabbit pAb
Notas/Alias	p94; CANP3; LGMD2; nCL-1; CANPL3; LGMD2A; LGMDD4; LGMDR1; CAPN3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	825
GeneID	825
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de CAPN3 humana (NP_775111.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P20807
Peso de la Proteína	94kDa
Envío	Bolsa de hielo