

Anticuerpo Policlonal Anti-Capn5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15484

Número de artículo: CM0030584



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAPN5 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la función de la calpaína y enfermedades retinianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAPN5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VRNI; ADNIV; HTRA3; nCL-3; CAPN5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	726
GeneID	726
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 361-640 de la CAPN5 humana (NP_004046.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15484
Peso Molecular de la Proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo