


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Capn7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W3

Número de artículo: CM0019784



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CAPN7 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Validado en humanos, ratones y ratas. Ideal para el estudio de la tiol-proteasa regulada por calcio en el núcleo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CAPN7
Observaciones/alias	PALBH; CALPAIN7; CAPN7
Especie	Humano
GeneID (humano)	23473
GeneID	23473
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-220 de CAPN7 humano (NP_055111.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y6W3
Peso de la proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo