

Anticuerpo Policlonal Anti-Capn9 Para Ihc-P, Elisa - O14815

Número de artículo: CM0021883



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAPN9 humano (calpaína-9, nCL-4), validado para inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Ideal para la investigación de proteasas específicas del estómago.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAPN9 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GC36; nCL-4; CAPN9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10753
ID de Gen	10753
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 391-690 del CAPN9 humano (NP_006606.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14815
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo