

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Capn9 Para Wb, Elisa - O14815

Número de artículo: CM0014714



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CAPN9 para WB, ELISA. Reconoce CAPN9 humana, de ratón y de rata, una calpaína específica del tracto digestivo (nCL-4) implicada en la proteólisis regulada por calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAPN9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GC36; nCL-4; CAPN9
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10753
ID del gen	10753
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 391-690 de la CAPN9 humana (NP_006606.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14815
Peso de la proteína	79kDa
Envío	Bolsa de hielo