


Anticuerpo Policlonal Anti-Caprin1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14444

Número de artículo: CM0025549



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAPRIN1, validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige a la proteína de unión a ARN implicada en la formación de gránulos de estrés y la regulación de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAPRIN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	M11S1; GPIAP1; RNG105; GPIP137; GRIP137; p137GPI; CAPRIN1
Especie	Humano
ID del Gen	4076
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CAPRIN1 humana (NP_005889.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14444
Peso de la Proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo