


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caprin2 Para Wb, Elisa - Q6Imn6

Número de artículo: CM0022291



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CAPRIN2 de alta calidad, validado para WB y ELISA. Detecta CAPRIN2 humano y de rata (EEG1, C1QDC1), un regulador clave de la señalización Wnt y del metabolismo del ARN. Ideal para la investigación del cáncer, la neurobiología y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CAPRIN2
Observaciones/Alias	EEG1; EEG-1; C1QDC1; RNG140; CAPRIN2
Especie	Humana
GeneID (humano)	65981
GeneID	65981
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q6IMN6
Peso molecular de la proteína	126 kDa
Envío	Bolsa de hielo