

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Capza1 Para Wb, Elisa - P52907

Número de artículo: CM0026630



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CAPZA1 validado para WB y ELISA. Reconoce CAPZA1 de humano, ratón y rata, la subunidad alfa-1 de la proteína de taponamiento de actina F, que participa en la dinámica de filamentos de actina y las uniones celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAPZA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAPZ; CAZ1; CAPPA1; CAPZA1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	829
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-286 de la CAPZA1 humana (NP_006126.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52907
Peso molecular	33kDa
Envío	Bolsa de hielo