

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Capza2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47755

Número de artículo: CM0021778

Introducción

Anticuerpo Policlonal Conejo CAPZA2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta CAPZA2 humano y de ratón, una proteína de caperuza de F-actina. Adecuado para investigación del citoesqueleto de actina y su dinámica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo CAPZA2
Observaciones/Alias	CAPZ; CAPPA2; CAPZA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	830
GeneID	830
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-286 de CAPZA2 humano (NP_006127.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P47755
Peso Molecular de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo